




COVIDIEN

positive results for life™



GÜVENLİ, HIZLI, ETKİN

V-Loc™ Emilebilen Yara Kapama Cihazı

Ürün Kodları ve Boyutları

V-Loc™ emilebilen yara kapama cihazı düğüm atmaya gerek olmaksızın yaraları güvenle kapatarak hastalarda optimal sonuçların alınmasını destekleyen devrimci bir teknolojidir.

Bu kılavuzda bütün uygun iğnelerle birlikte mevcut boyutlar sunulmaktadır.

**COVIDIEN**

V-LOC™ 90

Emilebilen Yara Kapama Cihazı



PREMIUM REVERSE CUTTING ▼	Uzunluk	Renk	Kutudaki Adet	BOYUT M	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
3/8 Eğimli 16mm  P-11	12" 30 cm	Boyasız	12		VLOCM1413 ✦	VLOCM1414 ✦		
	18" 45 cm	Boyasız	12		VLOCM1423 ✦	VLOCM1424 ✦		
3/8 Eğimli 19mm  P-12	6" 15 cm	Boyasız	12		VLOCM0003 ✦	VLOCM0004 ✦	VLOCM0005	
	12" 30 cm	Boyasız	12		VLOCM0013 ✦	VLOCM0014 ✦	VLOCM0015	
	18" 45 cm	Boyasız	12		VLOCM0023 ✦	VLOCM0024 ✦	VLOCM0025	
	23" 58 cm	Boyasız	12		VLOCM0033 ✦	VLOCM0034 ✦	VLOCM0035	
3/8 Eğimli 24mm  P-14	12" 30 cm	Boyasız	12		VLOCM0113 ✦	VLOCM0114 ✦	VLOCM0115	
	18" 45 cm	Boyasız	12		VLOCM0123 ✦	VLOCM0124 ✦	VLOCM0125	
	23" 58 cm	Boyasız	12		VLOCM0133 ✦	VLOCM0134 ✦	VLOCM0135	
3/8 Eğimli 30mm  P-17	18" 45 cm	Boyasız	12			VLOCM1824		
TAPER POINT ☉								
3/8 Eğimli 17mm  CV-15	6" 15 cm	Mor	12		VLOCM1203 ✦	VLOCM1204 ✦		



COVIDIEN

V-LOC™ 90

Emilebilen Yara Kapama Cihazı



TAPER POINT 	Uzunluk	Renk	Kutudaki Adet	E BOYUT M	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Eğimli 17mm  CV-23	6" 15 cm	Mor	12			VLOCM0804 ✦		
	6" 15 cm	Boyasız	12			VLOCM1904 ✦		
	9" 23 cm	Mor	12			VLOCM0844 ✦		
	9" 23 cm	Boyasız	12			VLOCM1944 ✦		
	12" 30 cm	Mor	12		VLOCM0813 ✦	VLOCM0814 ✦		
	18" 45 cm	Mor	12		VLOCM0823 ✦	VLOCM0824 ✦		
1/2 Eğimli 26mm  V-20	6" 15 cm	Mor	12		VLOCM0603 ✦	VLOCM0604 ✦		
	6" 15 cm	Boyasız	12			VLOCM2004 ✦		
	9" 23 cm	Mor	12		VLOCM0643 ✦	VLOCM0644 ✦		
	9" 23 cm	Boyasız	12			VLOCM2044 ✦		
	12" 30 cm	Mor	12		VLOCM0613 ✦	VLOCM0614 ✦		
	18" 45 cm	Mor	12		VLOCM0623 ✦	VLOCM0624 ✦	VLOCM0625	
1/2 Eğimli 30mm  V-30	9" 23 cm	Mor	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Eğimli 27mm  GS-22	6" 15 cm	Mor	12				VLOCM2105	
	6" 15 cm	Boyasız	12				VLOCM2205	
	9" 23 cm	Mor	12				VLOCM2145	
	9" 23 cm	Boyasız	12				VLOCM2245	
	12" 30 cm	Mor	12				VLOCM2115	



COVIDIEN

V-LOC™ 90

Emilebilen Yara Kapama Cihazı



TAPER POINT 	Uzunluk	Renk	Kutudaki Adet	BOYUT M	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Eğimli 37mm  GS-21	6" 15 cm	Mor	12				VLOCM0305	
	9" 23 cm	Mor	12			VLOCM0344	VLOCM0345	
	12" 30 cm	Mor	12			VLOCM0314	VLOCM0315	
	18" 45 cm	Mor	12			VLOCM0324		
5/8 Eğimli 27mm  GU-46	6" 15 cm	Mor	12			VLOCM1704		
	9" 23 cm	Mor	12			VLOCM1744		



COVIDIEN

V-LOC™ 180

Emilebilen Yara Kapama Cihazı




PREMIUM REVERSE CUTTING ▼	Uzunluk	Renk	Kutudaki Adet	BOYUT M	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
3/8 Eğimli 16mm  P-11	12" 30 cm	Şeffaf	12		VLOCL1413 ✦			
3/8 Eğimli 19mm  P-12	6" 15 cm	Şeffaf	12		VLOCL0003 ✦	VLOCL0004		
	12" 30 cm	Şeffaf	12		VLOCL0013 ✦	VLOCL0014	VLOCL0015	
	18" 45 cm	Şeffaf	12		VLOCL0023 ✦	VLOCL0024	VLOCL0025	
	23" 58 cm	Şeffaf	12		VLOCL0033 ✦			
	24" 60 cm	Şeffaf	12			VLOCL0034	VLOCL0035	
3/8 Eğimli 24mm  P-14	12" 30 cm	Şeffaf	12		VLOCL0113 ✦	VLOCL0114	VLOCL0115	
	18" 45 cm	Şeffaf	12		VLOCL0123 ✦	VLOCL0124	VLOCL0125	
	23" 58 cm	Şeffaf	12		VLOCL0133 ✦			
	24" 60 cm	Şeffaf	12			VLOCL0134	VLOCL0135	
TAPER POINT ☉								
1/2 Eğimli 17mm  CV-23	6" 15 cm	Yeşil	12		VLOCL0803 ✦	VLOCL0804		
	9" 23 cm	Yeşil	12		VLOCL0843 ✦	VLOCL0844 ✦		
	12" 30 cm	Yeşil	12		VLOCL0813 ✦	VLOCL0814		
	18" 45 cm	Yeşil	12			VLOCL0824		
1/2 Eğimli 26mm  V-20	6" 15 cm	Yeşil	12		VLOCL0603 ✦	VLOCL0604 ✦		
	9" 23 cm	Yeşil	12		VLOCL0643 ✦	VLOCL0644 ✦		
	12" 30 cm	Yeşil	12		VLOCL0613 ✦	VLOCL0614 ✦	VLOCL0615	
	18" 45 cm	Yeşil	12			VLOCL0624 ✦	VLOCL0625	
1/2 Eğimli 30mm  V-30	9" 23 cm	Yeşil	12			VLOCL1544		

**COVIDIEN**

V-LOC™ 180

Emilebilen Yara Kapama Cihazı



TAPER POINT		Uzunluk	Renk	Kutudaki Adet	BOYUT M	4-0	3-0	2-0	0
						1.5	2	3	3.5
1/2 Eğimli 37mm  GS-21		9" 23 cm	Yeşil	12			VLOCL0344		
		12" 30 cm	Yeşil	12			VLOCL0314	VLOCL0315	VLOCL0316
		18" 45 cm	Yeşil	12			VLOCL0324	VLOCL0325	VLOCL0326
		24" 60 cm	Yeşil	12				VLOCL0335	VLOCL0336
1/2 Eğimli 48mm  GS-25		12" 30 cm	Yeşil	12					VLOCL0416
		18" 45 cm	Yeşil	12					VLOCL0426
		24" 60 cm	Yeşil	12					VLOCL0436
1/2 Eğimli 65mm  GS-26		18" 45 cm	Yeşil	12				VLOCL0525	VLOCL0526
		24" 60 cm	Yeşil	12				VLOCL0535	VLOCL0536



COVIDIEN



	V-Loc™ 90 Cihazı	V-Loc™ 180 Cihazı
Gerilme Gücü	7 gün, %90; 14 gün, %75	7 gün, %80; 14 gün, %75; 21 gün, %65
Emilim Profili	90-110 gün	180 gün
Prosedürel Uygulamalar	Emilim profiliyle uyumlu destek gereken yumuşak doku yaklaştırmalarında	Emilim profiliyle uyumlu destek gereken yumuşak doku yaklaştırmalarında
Renk	Renksiz, Mor 	Şeffaf, Yeşil 
Bileşim	Glikolid, dioksanon ve trimetilen karbonat	Glikolik asit ve trimetilen karbonat kopolimeri
Sterilizasyon	Etilen Oksit	Etilen Oksit
Endikasyonlar	V-Loc™ 90 ve V-Loc™ 180 emilebilen yara kapama cihazları, emilebilen sütürlerin uygun olduğu yumuşak doku yaklaştırmaları için endikedir. V-Loc™ 90 Cihazının ve V-Loc™ 180 Cihazının güvenliliği ve etkinliği fasyal kapamalarda (abdominal duvar, torasik, aşırı derecedeki fasyal kapamalar), gastrointestinal anastomozlar, kardiyovasküler anastomozlar, nörolojik, oftalmik, ortopedik veya mikrocerrahi için uygun değildir. (Lütfen talimatların, endikasyonların, kontrendikasyonların, uyarıların ve önlemlerin tümü için ilgili prospektüslere bakınız).	

ÖNEMLİ: Lütfen talimatların, kontrendikasyonların, uyarıların ve önlemlerin tümü için prospektüse bakınız.



COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN ile logosu, Covidien logosu ve "positive results for life" Covidien AG'nin ABD uluslararası tescilli ticari markalarıdır. Diğer ™ işaretli markalar Covidien şirketinin ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. © 2011 Covidien. - M100533b - 02/2011

Daha fazla bilgi veya ürün demosu için Covidien Bölge Satış Sorumlusu ile temas ediniz veya Müşteri Hizmetlerini (+90 212 366 20 00) arayınız.

COVIDIEN SAĞLIK A.Ş.
MASLAK MAH. BİLİM SOK. NO:5 SUN PLAZA KAT: 2-3
ŞİŞLİ, 34398 İSTANBUL, TÜRKİYE
TELEFON: +90 212 366 20 00
FAKS: +90 212 276 35 25
WWW.COVIDIEN.COM